

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Tomm5 Para If/Icc E Elisa - Q8N4H5

Número do item: CM0022608



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra TOMM5 validado para imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Detecta TOMM5 humano e de camundongo, uma subunidade do complexo TOM envolvida na importação de proteínas mitocondriais e na sinalização para mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOMM5 Rabbit pAb
Observações/Alias	Tom5; C9orf105; bA613M10.3; TOMM5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	401505
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-51 do TOMM5 humano (NP_001001790.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N4H5
Peso da Proteína	6kDa
Envio	Bolsa de gelo