

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Top1Mt Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969P6

Número do item: CM0024548

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra topoisomerase I mitocondrial humana do DNA (TOP1MT), validado para aplicações WB, IHC-P e ELISA. Reage com TOP1MT humano e de rato. Adequado para pesquisa em biologia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOP1MT Rabbit pAb
Observações/Alias	TOP1MT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	116447
GeneID	116447
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-550 da TOP1MT humana (NP_443195.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q969P6
Peso da Proteína	70 kDa
Envio	Bolsa de gelo