


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Top2A (Dna Topoisomerase II Alfa) Para Wb E Elisa - P11388

Número do item: CM0020928



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TOP2A humano, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a DNA topoisomerase II alfa, uma enzima chave na topologia do DNA e segregação cromossômica. Ideal para pesquisa em ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA topoisomerase II alfa (TOP2A) pAb de Coelho
Observações / Apelido	TOP2; TP2A; TOP2A; TOP2alfa; DNA topoisomerase II alfa (TOP2A)
Espécie	Humano
ID do Gene	7153
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 1100-1200 do TOP2A humano, NP_001058.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11388
Peso Proteico	174 kDa
Envio	Em saco de gelo