


Anticorpo Policlonal Anti-Topo II α Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11388

Número do item: CM0021945



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à DNA topoisomerase 2-alfa humana (Topo II α). Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Validado para amostras humanas. Ideal para pesquisa em câncer e estudos de ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Topo II α Coelho pAb
Observações/Alias	TOP2A; TOP2; TP2A; DNA topoisomerase 2-alfa; Topo II α
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7153
GeneID	7153
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1431-1531 da Topo II α humana (NP_001058.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11388
Peso da Proteína	174kDa/177kDa/178kDa/182kDa
Transporte	Bolsa de gelo