

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Topors Para Wb E Elisa - Q80Z37

Número do item: CM0019144

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra Topors (LUN/p53BP3), uma ligase E3 de ubiquitina e SUMO1 envolvida na supressão tumoral. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação de p53 e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Topors Rabbit pAb
Observações/Alias	LUN; TP53BPL; p53BP3/LUN; Topors
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	106021
GeneID	106021
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do Topors de camundongo (NP_598858.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q80Z37
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Bolsa de gelo