

Anticorpo Monoclonal Anti-Tor4A Para Wb, Elisa - Q9Nxb8

Número do item: CM0002725

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TOR4A humana (Torsina-4A) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Imunógeno: proteína de fusão recombinante que abrange os aminoácidos 1-130 da TOR4A humana (Q9NXH8).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOR4A mAb de coelho
Observações/Apelidos	C9orf167; TOR4A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	54863
ID do Gene	54863
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da TOR4A humana (Q9NXH8)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NXH8
Peso Molecular	47kDa
Transporte	Bolsa de gelo