

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Torc2/Crtc2 Para Wb E Elisa - Q53Et0

Número do item: CM0002143



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o TORC2 humano (CRTC2), validado para Western blot (WB) e ELISA; reage cruzadamente com rato. Útil para estudar a transcrição mediada por CREB, gliconeogênese e biogênese mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TORC2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TORC2; TORC-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	200186
ID do Gene	200186
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 594-693 do TORC2 humano (Q53ET0).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q53ET0
Peso Proteico	73kDa
Envio	