


Anticorpo Policlonal Anti-Torsina/Tor1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14656

Número do item: CM0019693



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TorsinA/TOR1A para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Direciona-se à chaperona Torsin-1A relacionada à distonia, envolvida no dobramento proteico e reciclagem de vesículas sinápticas. Ideal para pesquisa em neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho TorsinA/TOR1A
Observações/Apelido	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1861
GeneID	1861
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-332 da TorsinA/TOR1A humana (NP_000104.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14656
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo