

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Torsina/Tor1A Para Wb, If/Icc, Elisa - O14656

Número do item: CM0011751



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a TorsinA/TOR1A humana (O14656), validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Este reagente facilita a investigação do dobramento de proteínas, da reciclagem de vesículas sinápticas e da dinâmica do envelope nuclear em pesquisas sobre distonia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-TorsinA/TOR1A
Observações/alias	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1861
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 233-332 da TorsinA/TOR1A humana (O14656)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O14656
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo