

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tp53Aip1 Para Wb, Elisa - Q9Hcn2

Número do item: CM0029366

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TP53AIP1 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Peso molecular do alvo 13kDa. Adequado para pesquisa de apoptose dependente de p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TP53AIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P53AIP1; TP53AIP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	63970
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCN2
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo