

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Tp53Bp2 Para Ihc-P E Elisa - Q13625

Número do item: CM0029711



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a TP53BP2 (ASPP2), validado para IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Utilizado em pesquisas de apoptose e ciclo celular. Especificações e suporte técnico disponíveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TP53BP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	BBP, 53BP2, ASPP2, P53BP2, PPP1R13A, TP53BP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7159
ID do Gene	7159
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-600 da TP53BP2 humana (NP_001026855.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13625
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Bolsa de gelo