

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tp53Bp2 Para Wb, Elisa - Q13625

Número do item: CM0023463



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a TP53BP2 (ASPP2/53BP2), validado para WB e ELISA em amostras humanas. Regulador da apoptose e do crescimento celular. Imunógeno recombinante, 126kDa. Ideal para pesquisa em apoptose e câncer, direcionado a uma proteína de ligação a p53 chave envolvida na parada do ciclo celular e na supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TP53BP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BBP; 53BP2; ASPP2; P53BP2; PPP1R13A; TP53BP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7159
GeneID	7159
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-330 de TP53BP2 (NP_001026855.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13625
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Bolsa de gelo