

Anticorpo Policlonais Anti-Tp53I13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbr0

Número do item: CM0020782

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TP53I13 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de supressores tumorais e estudos da via de p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TP53I13 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DSCP1, TP53I13
Espécie	Humano
ID do Gene	90313 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-310 da TP53I13 humana (NP_612358.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBR0
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo