

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tp53Rk Para Wb E Elisa - Q96S44

Número do item: CM0022629



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TP53RK validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade do complexo EKC/KEOPS essencial para a modificação de tRNA e a regulação de p53. Proteína de 28 kDa. Ideal para IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TP53RK pAb de Coelho
Observações / Alias	PRPK; BUD32; TPRKB; GAMOS4; Nori-2; Nori-2p; dj101A2; C20orf64; TP53RK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	112858
ID do Gene	112858
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-253 do TP53RK humano (NP_291028.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96S44
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo