

Anticorpo Policlonal Anti-Tp73 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15350

Número do item: CM0013252



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TP73 humano (p73), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com proteínas humanas e de camundongo. Tem como alvo o supressor tumoral p73, envolvido na apoptose, no ciclo celular e na ciliogênese. Ideal para pesquisas em câncer e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TP73 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P73; CILD47; TP73
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7161
ID do Gene	7161
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 487-636 de TP73 humano (NP_005418.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15350
Peso da Proteína	70 kDa
Envio	Bolsa de gelo