


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tpa/Plat Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00750

Número do item: CM0005623



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra tPA/PLAT humano, adequado para aplicações de WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso molecular previsto: 63kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | tPA/PLAT Coelho mAb                                                                                             |
| Observações/Apelido | TPA; T-PA; tPA/PLAT                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 5327                                                                                                            |
| GeneID              | 5327                                                                                                            |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 463-562 do tPA/PLAT humano (P00750) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                        |
| SWISS               | P00750                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 63kDa                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                    |