

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tpd52 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55327

Número do item: CM0015706

introdução

Anticorpo policlonal de coelho (pAb) TPD52 para Western blot, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a proteína tumoral D52 humana, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno recombinante. Ideal para pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TPD52
Observações/Apelido	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52; TPD52
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7163
GeneID	7163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-184 do TPD52 humano (NP_005070.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55327
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de Gelo