

Anticorpo Policlonais Anti-Tpd52L3 Para Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Número do item: CM0015753

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TPD52L3 humano (D55/hD55/TPD55), validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de desenvolvimento testicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPD52L3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	89882
ID do Gene	89882
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-132 do TPD52L3 humano (NP_001001875.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96J77
Peso Molecular da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo