

Anti-Tpd52Ll3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Número do item: CM0017615

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TPD52L3 humano (proteína tumoral D55), validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteína específica de testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPD52L3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	89882
ID do Gene	89882
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-132 do TPD52L3 humano (NP_001001875.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96J77
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo