


Anticorpo Policlonal Anti-Tph1 Para Wb, Elisa - P17752

Número do item: CM0022031



introdução

TPH1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, reconhecendo TPH1 humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de biossíntese de serotonina e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPH1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TPRH; TRPH; TPH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7166
GeneID	7166
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 345-444 do TPH1 humano (NP_004170.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17752
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo