


Anti-Tph1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Ihc-P, Elisa - P17752

Número do item: CM0010978



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra TPH1 humano (triptofano hidroxilase 1). Validado para IF, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de biossíntese de serotonina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPH-1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TPRH; TRPH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7166
GeneID	7166
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 102-402 do TPH1 humano (NP_004170.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17752
Peso da Proteína	51kDa/53kDa
Envio	Saco com gelo