


Anticorpo Policlonal Anti-Tph2 Para Wb E Elisa - Q8Iwu9

Número do item: CM0015525



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TPH2 (triptofano hidroxilase 2), validado para WB e ELISA. Reage com TPH2 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas de biossíntese de serotonina e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do Produto	TPH2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NTPH; ADHD7; TPH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	121278
GeneID	121278
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-70 do TPH2 humano (NP_775489.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IWU9
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco com gelo