


Anticorpo Policlonal Anti-Tph2 Para Wb, Elisa - Q8Iwu9

Número do item: CM0026952



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TPH2 (triptofano hidroxilase neuronal) para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de serotonina e neurológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPH2 pAb Coelho
Observações/Apelido	NTPH; ADHD7; TPH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	121278
ID do Gene	121278
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IWU9
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco com gelo