

Anticorpo Policlonais Anti-Tpi1 Para Wb, If-P, Elisa - P60174

Número do item: CM0024609



introdução

Anticorpo policlonais de coelho contra triosefostato isomerase humana (TPI1), validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de glicólise e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPI1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7167
GeneID	7167
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-249 da TPI1 humana (NP_000356.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60174
Peso Molecular da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo