

Anticorpo Policlonal Anti-Tpi1 Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P60174

Número do item: CM0022875



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TPI1 humano (isomerase de triose-fosfato), validado para WB, IHC, IF/ICC e ELISA. Detecta TPI1 humano, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TPI1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	7167
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P60174
Peso da proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo