

Anticorpo Policlonal Anti-Tpk1 Para Wb E Elisa - Q9H3S4

Número do item: CM0029159



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TPK1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta TPK1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo da tiamina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PP20; HTPK1; THMD5; TPK1
Espécie	Humano
ID do Gene	27010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-243 do TPK1 humano (NP_071890.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3S4
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de Gelo