

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Tpm2 - P07951

Número do item: CM0028367

introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado à TPM2 humana (Cadeia beta da tropomiosina). Validado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta TPM2 em tecidos humanos, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia muscular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPM2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DA1; DA2B; NEM4; TMSB; AMCD1; DA2B4; HEL-S-273; TPM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7169
GeneID	7169
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 da TPM2 humana (NP_003280.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07951
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo