


Anticorpo Policlonal Anti-Tpm3 Para Wb, Elisa - P06753

Número do item: CM0015825



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TPM3 humano (cadeia alfa-3 de tropomiosina). Validado em WB e ELISA; detecta banda de ~33 kDa. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e contração muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPM3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7170
GeneID	7170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-284 do TPM3 humano (NP_689476.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06753
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo