


Anticorpo Policlonal Anti-Tpmt De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P51580

Número do item: CM0016244



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TPMT humano (Tiopurina S-metiltransferase), validado em WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre metabolismo de drogas tiopurínicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPMT pAb de Coelho
Observações/Apelido	TPMTD; TPMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7172
GeneID	7172
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-245 do TPMT humano (NP_000358.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51580
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo