


Anticorpo Monoclonal Anti-Tpo-R/Cd110/C-Mpl Para Wb, Elisa - P40238

Número do item: CM0003036



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o receptor da trombopoietina humana (TPO-R/CD110/c-Mpl). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisas sobre diferenciação de megacariócitos e produção de plaquetas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPO-R/CD110/c-Mpl Rabbit mAb
Observações/Apelido	MPLV; TPOR; C-MPL; CD110; THPOR; THCYT2; TPO-R/CD110/c-Mpl
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4352
ID do Gene	4352
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 536-635 do TPO-R/CD110/c-Mpl humano (P40238).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40238
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo