

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tpp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29144

Número do item: CM0025257

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TPP2 humano (Tripeptidil-peptidase 2), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via ubiquitina-proteassoma e homeostase de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IMD78; TPP-2; TPPII; TPP-II; TPP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7174
GeneID	7174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do TPP2 humano (NP_003282.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29144
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo