

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tppp3 Para Wb E Elisa - Q9Bw30

Número do item: CM0027621



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TPPP3 humano, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de dinâmica de microtúbulos, implantação embrionária e função endometrial. Peso proteico 19 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPPP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p20; CGI-38; TPPP/p20; p25gamma; TPPP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51673
ID do Gene	51673
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-176 do TPPP3 humano (NP_057048.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BW30
Peso Proteico	19kDa
Envio	Em saco de gelo