

Anticorpo Monoclonal Anti-Tppp/P25 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 094811

Número do item: CM0008354



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra TPPP/p25 humano (p24, TPPP1). Validado em WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Para estudos de dinâmica de microtúbulos, mielinização, migração celular e ciclo celular. 24kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPPP/p25 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alfa
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene (Humano)	11076
ID do Gene	11076
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do TPPP/p25 humano (094811).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	094811
Peso Molecular da Proteína	24kDa
Envio	Em saco de gelo