

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tprg1L Para Wb, Elisa - Q5T0D9

Número do item: CM0022360

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TPRG1L (mover/FAM79A), uma proteína pré-sináptica que regula a probabilidade de liberação sináptica. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência, este anticorpo detecta TPRG1L (MOVER) em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TPRG1L Rabbit pAb
Observações/Alíás	TPRGL; mover; FAM79A; SVAP30; h-mover; TPRG1L
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	127262
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 de TPRG1L humano (NP_877429.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q5T0D9
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo