

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tpsab1 Para Wb E Elisa - Q15661

Número do item: CM0024265



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TPSAB1 humano (triptase alfa/beta-1), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em mastócitos e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPSAB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Triptase-2; TPSAB1
Espécie	Humano
ID do Gene	7177
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 31-275 do TPSAB1 humano (NP_003285.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15661
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo