


Anticorpo Policlonais Anti-Tpst2 Para Wb E Elisa - O60704

Número do item: CM0019769



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TPST2 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta a proteína-tirosina sulfotransferase 2, uma enzima da membrana do Golgi que catalisa a O-sulfatação de tirosina. Adequado para amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPST2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TPST-2; TANGO13B; TPST2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8459
GeneID	8459
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-370 da TPST2 humana (NP_003586.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60704
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo