


Anticorpo Policlonal Anti-Tpx2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9ULW0

Número do item: CM0022663



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TPX2, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano e rato. Essencial para estudos de montagem do fuso, mitose e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPX2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DIL2; p100; DIL-2; HCTP4; FLS353; HCA519; REPP86; C20orf1; C20orf2; GD:C20orf1; TPX2
Espécie	Humano
ID do Gene	22974
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do TPX2 humano (NP_036244.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9ULW0
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo