


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tra2B Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62995

Número do item: CM0012397



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho anti-TRA2B é oferecido para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA, com reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos sobre regulação de splicing de pré-mRNA e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRA2B Coelho mAb
Observações/Apelido	SFRS10; SRF510; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6434
GeneID	6434
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TRA2B humano (NP_004584.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62995
Peso Proteico	4 kDa/22 kDa/34 kDa
Envio	Saco de gelo