

Anticorpo Policlonal Anti-Trac De Coelho Para Wb E Elisa - P01848

Número do item: CM0019877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a região constante da cadeia alfa do receptor de células T humanas (TRAC). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para imunologia de células T e desenvolvimento de imunoenaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAC pAb Coelho
Observações/Apelido	IMD7; TCRA; TRA@; TRAC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6955
GeneID	6955
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-176 do TRAC humano (AAH20840.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01848
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo