

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tradd Para Wb & Elisa - Q15628

Número do item: CM0014429



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRADD de alta qualidade validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta TRADD humano e de camundongo, um adaptador chave na apoptose induzida por TNF e na ativação de NF- κ B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRADD Rabbit pAb
Observações/Apelido	9130005N23Rik; TRADD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8717
GeneID	8717
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-312 do TRADD humano (NP_003780.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15628
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo