


Anticorpo Monoclonal Anti-Traf2 (Validado Por Kd) Para Wb, Ip, Elisa - Q12933

Número do item: CM0002653



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho [Validado por KD] TRAF2 para WB, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Almeia a ligase de ubiquitina E3 envolvida na sinalização NF- κ B e JNK, crítica para pesquisas sobre apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] TRAF2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; [Validado por KD] TRAF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7186
GeneID	7186
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12933
Peso da Proteína	53kDa/54kDa/55kDa/61kDa
Envio	Saco com gelo