


Anticorpo Policlonal Anti-Traf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12933

Número do item: CM0014192



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRAF2 humano (SWISS: Q12933). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. TRAF2 é uma E3 ubiquitina ligase que regula as vias de NF-κB, JNK e apoptose. Ideal para pesquisa em transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7186
ID do Gene	7186
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de TRAF2 humano (NP_066961.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12933
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo