


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Traf2 Para Wb E Elisa - Q12933

Número do item: CM0020289



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TRAF2 validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator 2 associado ao receptor de TNF, um regulador chave da sinalização de NF-κB e JNK envolvido na sobrevivência e apoptose celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7186
GeneID	7186
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-350 do TRAF2 humano (NP_066961.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12933
Peso da Proteína	56 kDa
Transporte	Saco de gelo