


Anticorpo Policlonal Anti-Traf3 Para Wb E Elisa - Q13114

Número do item: CM0015042



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TRAF3 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece TRAF3 (64 kDa) humano, de rato e de camundongo, uma E3 ubiquitina ligase chave na sinalização do NF- κ B e da imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	pAb de Coelho para TRAF3
Observações/Apelido	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7187
GeneID	7187
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TRAF3 humano (NP_003291.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13114
Peso Proteico	64kDa
Envio	Em saco de gelo