


Anti-Traf3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - Q13114

Número do item: CM0029221



introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho anti-TRAF3 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Camundongo, Rato. Validado para pesquisa de ligase de ubiquitina E3 citoplasmática em sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7187
ID do Gene	7187
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TRAF3 humano (NP_003291.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13114
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo