

Anti-Traf3Ip2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O43734

Número do item: CM0030992



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade para TRAF3IP2 (ACT1/CIKS), uma ligase de ubiquitina E3 essencial para a sinalização de IL-17 e ativação de NF-kB. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF3IP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACT1; CIKS; C6orf2; C6orf4; C6orf5; C6orf6; CANDF8; PSORS13; TRAF3IP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10758
ID do Gene	10758
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do TRAF3IP2 humano (NP_671733.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43734
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco com gelo