


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Traf4 Para Wb, Elisa - Q9Buz4

Número do item: CM0006690



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TRAF4 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da proliferação celular, diferenciação, reparo de DNA e sinalização NF- κ B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-TRAF4
Observações/Alias	CART1; MLN62; RNF83; TRAF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9618
ID do Gene	9618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 209-470 do TRAF4 humano (NP_004286.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BUZ4
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo