


Anticorpo Monoclonal Anti-Traf6 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Número do item: CM0007450



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TRAF6 humano, validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Reconhece TRAF6, uma ligase E3 de ubiquitina crucial para a sinalização de NF- κ B e JNK na imunidade e diferenciação de osteoclastos. Adequado para pesquisa e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-TRAF6
Observações/Apelido	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7189
GeneID	7189
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y4K3
Peso Proteico	60 kDa
Envio	Saco de gelo