


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Traf6 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Número do item: CM0007997



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TRAF6 de alta qualidade validado para WB, IP, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo o fator 6 associado ao receptor de TNF (Q9Y4K3), uma ligase E3 de ubiquitina chave na sinalização NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	RNF85; MGC:3310
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 do TRAF6 humano (NP_004611.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4K3
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Saco de gelo