


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Traf6 Para If/Icc E Elisa - Q9Y4K3

Número do item: CM0016826



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRAF6 humano (SWISS Q9Y4K3), adequado para IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Validado para uso em pesquisa em sinalização imune e diferenciação de osteoclastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF6 Rabbit pAb
Observações/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Espécie	Humano
ID do Gene	7189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-150 da TRAF6 humana (NP_004611.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4K3
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo